

**Sigma 1-14  
Think Pink Edition**  
Unterstützen Sie  
den Kampf gegen  
Brustkrebs.



turns more than heads



**Sigma 1-14  
Think Pink Edition**



Mikrozentrifuge  
• ungekühlt

**Sigma  
Laborzentrifugen GmbH**  
An der Unteren Söse 50  
37520 Osterode am Harz  
Tel. +49 (0) 55 22 50 07-0  
info@sigma-zentrifugen.de  
www.sigma-zentrifugen.de

[www.sigma-zentrifugen.de](http://www.sigma-zentrifugen.de)

# Die Kleinste ganz groß

Unterstützt den Kampf gegen Brustkrebs



## Sigma 1-14 Think Pink Edition

Klein, leise, leistungsstark. Die Zentrifuge Sigma 1-14 ist platzsparend gebaut, passt in jedes Labor und erfüllt die höchsten technischen Anforderungen. Ihre Leistungsstärke und die Vielzahl von Rotoren sind dabei einzigartig. Die Mikro-zentrifuge überzeugt aber nicht nur mit ihren Leistungsdaten sondern unterstützt in der Think Pink Edition den Kampf gegen Brustkrebs. Pro verkauftem Gerät spenden wir 50,- EUR an die Think Pink Europe Organisation im Kampf gegen Brustkrebs. Unterstützen auch Sie uns!



## Sigma 1-14 Think Pink Edition

- Kompakte Mikroliterzentrifuge
- Drehzahlbereich bis 14.800 min<sup>-1</sup>
- Maximale Kapazität: 24 x 2 ml
- Komfortable Steuerung
- Übersichtliches Display
- Kurze Beschleunigungs- und Bremszeiten
- Geringer Geräuschpegel
- Wartungsfreier Motor
- Motorisches Deckelschloss
- Sichtfenster im Deckel
- Überdrehzahlkontrolle
- Gefertigt nach den neusten nationalen und internationalen Richtlinien (z.B. EN 61010-2-020)

# Premium Quality

Made in Germany

## Sigma 1-14 Think Pink Edition

Sigma 1-14 Think Pink, (Art.-Nr. 1001488) entspricht in allen technischen Daten und Parametern der Sigma 1-14. Die Geräte unterscheiden sich ausschließlich in der Farbe der Bedienfolie. Alle Dokumente der Sigma 1-14 (Bedienungsanleitung, Prospekte, CE-Zertifikat) sind für die Sigma 1-14 Think Pink Edition gültig.

Max. Kapazität [ml]	24 x 2
Max. RZB	16.163
Max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	14.800
Min. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	200
Geräuschpegel bei max. Drehzahl (ca.) [db (A)]	≤ 54
Leistungsaufnahme [W]	95
Höhe x Breite x Tiefe [mm]	176 x 266 x 212
Höhe mit offenem Deckel [mm]	310
Gewicht ohne Rotor [kg]	6

**Sigma 1-14** Think Pink, Zentrifuge  
220-240 V, 50/60 Hz (Art.-Nr. 1001488)

Rotor und Zubehör der Sigma 1-14 Think Pink Konfigurationen entsprechen dem Zubehörprogramm der Sigma 1-14 (siehe Art.-Nr. im Prospekt Sigma 1-14 / Sigma 1-14K).



thinkpink  
europe